



Oclean Smart Sonic Electric
Toothbrush User Manual

Oclean F1 elektrinio dantų
šepetėlio vartotojo vadovas


Oclean Smart Sonic Electric
tandbørste brugervejledning

Elektrilise hambaharja Oclean
Smart Sonic kasutusjuhend

Oclean Smart Sonic -
sähköhammasharjan käyttöopas

Oclean Smart Sonic Electric
Tandborste Användarmanual

Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush User Manual



Brush head
When replacing brush head, pull out or insert it vertically and do not rotate.

Mode Indicator
Level 1—Sensitive Cleaning
Level 2—Whitening
Level 3—Strong Cleaning

Magnetic charging base
2 hours for full charging and stand-by about 30 days.

Instructions

- 1. Power On**
Start the toothbrush by short pressing the power button, the toothbrush will automatically shut down after a 2-mins brushing plan is finished.
- 2. Change Brushing Area**
When the toothbrush is working, there will be a reminder with vibration to remind the user to change the brushing area every 30 seconds.
- 3. Intensity Switch**
Oclean F1 has preset 3 types of 2mins brushing plan: Sensitive Cleaning(Default), Whitening Cleaning, Strong Cleaning.
To switch the intensity, just long press the power button for 2s under working condition.
- 4. Battery Indication**
If battery power is less than 5%, the red indicator light will flash as a charging reminder. The indicator flashes when battery percentage is lower than 20%, needs to be charged to ensure normal use.

Low battery reminder: The toothbrush will not work when battery is lower than 5%, short press on the power button, red light flashes twice and motor vibrates twice to remind that battery is extremely low, recharge is needed in this case.

The red indicator flashes when battery is low. The white indicator is on constantly when battery is full.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V \square 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page



Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Handle	×	○	○	○	○	○	
Charging base	×	○	○	○	○	○	Five Years
Accessory	×	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	



Warranty Card

- These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
- For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
- If a customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
- In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
- Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.

Product model:	Serial Number:					
	Name:					
User Information	Tel:					
	Email:					
	Address:					
	Date of purchase:					
Problem Description:	Invoice number:					

Oclean F1 elektrinio dantų šepetėlio vartotojo vadovas



Priminimas apie mažą akumuliatoriaus energiją: Dantų šepetėlis neveiks, jei akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 5%, trumpai paspaudus maitinimo mygtuką, raudona lemputė mirksi du kartus ir variklis du kartus vibruoja, kad primintų, jog akumuliatoriaus energija yra labai maža, šiuo atveju akumuliatorių reikia įkrauti.

Raudonas indikatorius mirksi, kai senka baterija. Baltas indikatorius šviečia nuolat, kai baterija yra pilnai įkrauta.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V = 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	
Handle	○	○	○	○	○	○	
Charging base	○	○	○	○	○	○	
Accessory	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.




Produkto modelis:	Serijinis numeris:					
	Vardas:		Tel:			
Vartotojo informacija	Email:		Adresas:			
	Pirkimo data:		Sąskaitos numeris:			
	Problemos aprašymas:					

Garantijos kortelė

- Šios sąlygos taikomos tik „Oclean“ gaminiams, parduodamiems šalyje ar regione, kuriame perkama, jei yra neatitikimų su nacionaline politika, pirmenybė teikiama nacionalinei politikai.
- Norėdami išspręsti problemas, susijusias su pačiu produktu, galite pasinaudoti garantiniu aptarnavimu pagal žemiau pateiktas taisykles su galiojančiu pirkimo dokumentu:
- 2.1 Klientas gali nemokamai naudotis garantiniu aptarnavimu 24 mėnesius nuo pirkimo datos, jei įvyko produkto gedimas.
3. Norint pasinaudoti pakėtimu ir garantinėmis paslaugomis, reikia pateikti galiojantį pirkimo dokumentą.
4. Garantija netaikoma kitoms su produktu susijusioms medžiagoms (tokioms kaip pakavimo dėžutė, gaminio vadovas ir kt.).

Oclean Smart Sonic Electric tandbørste brugervejledning



Påmindelse om lavt batteri: Tandbørsten fungerer ikke, når batteriet er lavere end 5%, kort tryk på tænd / sluk-knappen, det røde lys blinker to gange, og motoren vibrerer to gange for at minde om, at batteriet er ekstremt lavt, i dette tilfælde er det nødvendigt at genoplade.

Den røde indikator blinker, når batteriet er lavt. Den hvide indikator lyser konstant, når batteriet er fuldt.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V \square 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ten Years
Handle	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Charging base	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Accessory	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Battery	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.



Product model:	Serial Number:	
	Navn:	
Brugeroplysninger	Tel:	
	Email:	
	Adresse:	
	Købsdato:	
	Faktura nummer:	
Problem Beskrivelse:		

Garantikort

- Disse klausuler gælder kun for produkter fra Oclean, der sælges i det land eller den region, hvor købet foretages, hvis den nationale politik er uoverensstemmende eller uldadt med den nationale politik.
- For ydelsesproblemer forårsaget af selve produktet kan man benytte service i henhold til nedenstående regler med gyldigt købsbevis:
- En kunde kan benytte garantiservice gratis inden for 24 måneder fra købsdatoen, hvis der er en ydeevnefejl forårsaget af selve produktet.
- For at benytte udsiftnings- og garantiservice skal man vise det gyldige købsbevis.
- Andre produktrelaterede materialer (såsom emballageboks, produktmanual osv.) er ikke dækket af garantien.

Elektrilise hambaharja Oclean Smart Sonic kasutusjuhend

Pintsli pea

Puksipea vahetamisel tõmmake see välja või sisestage vertikaalselt ja ärge pöörake.

Režiimi indikaator

1. taseme tundlik puhastamine
2. taseme valgendamine
3. taseme tugev puhastamine

Magnetilise laadimisalus

2 tundi täislaadimiseks ja ooterežiimis umbes 30 päeva.



Harjased

Nupp ON / OFF

Lühike vajutus: toide sisse / välja
Pikk vajutus: vahetage harjamise intensiivsust tavarežiimis ja sügavas režiimis

Juhised

1. Toide sisse

Käivitage hambahari, vajutades lühidalt toitenuppu, hambahari lülitub automaatselt välja, kui 2-minutilise harjamise kava on lõpule jõudnud.

2. Vahetage harjamise ala

Kui hambahari töötab, antakse vibratsiooniga meeldetuletus, mis tuletab kasutajale meelde, et harjamisala tuleks muuta iga 30 sekundi tagant.

3. Intensiivsuse lüliti

Oclean F1 on seadistanud 3 tüüpi 2-minutilise harjamise kava: Sensitve puhastamine (vaikimisi), valgendav puhastus, tugev puhastus.

Tugevuse vahetamiseks vajutage töötingimustes lihtsalt 2 sekundit toitenuppu.

4. Aku näidik

Kui aku on alla 5%, vilgub punane märgutuli laadimise meeldetuletusena. Indikaator vilgub, kui aku protsent on alla 20%, tuleb normaalse kasutamise tagamiseks laadida.

Meeldetuletus aku tühjenemisest: hambahari ei toimi, kui aku on madalam kui 5%, lühike toitenupu vajutus, punane tuli vilgub kaks korda ja mootor vibreerib kaks korda, et tuletada meelde, et aku on ülimald, sel juhul on vaja laadida.

Punane indikaator vilgub, kui aku on tühjenemas. Valge indikaator põleb pidevalt, kui aku on täis.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V \square 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the OcClean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	Term
Handle	○	○	○	○	○	○	Term
Charging base	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Accessory	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Battery	○	○	○	○	○	○	Five Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.



Product model:	Serial Number:					
	Nimi:					
Kasutaja teave	Tel:					
	Email:					
	Address:					
	Ostukuupäev:					
	Arve number:					
Probleemi kirjeldus:						

Garantii kaart

1. Neid klauslaid kohaldatakse OcCleani toodete suhtes, mida müüakse riigis või piirkonnas, kus ost tehakse, kui on vastuolu või puudujääke riikliku poliitikaga, lähtutakse riiklikust poliitikast.
2. Toote enda põhjustatud jõudlusprobleemide korral võib kasutada kehtivate ostutõenditega teenust vastavalt allpool toodud reeglitele:
- 2.1 Klient saab tasuta kasutada garantiiteenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui toote enda toimimises on rike.
3. Asendus- ja garantiiteenuste kasutamiseks peaksite esitama kehtiva ostutõendi.
4. Garantii ei hõlma muid tootega seotud materjale (näiteks pakendikarp, toote juhend jne).

Oclean Smart Sonic elektriskās zobu birstes lietotāja rokasgrāmata



Zobu birstes uzgalis

Lai nomaiņītu uzgali, velciet to tālāni uz augšu. Nerotēt!

Jaudas indikators

Līmenis 1 – Saudzīga tīrīšana
Līmenis 2 – Balinoša tīrīšana
Līmenis 3 – Dzīļā tīrīšana

Magnētiskais uzlādes paliknis

2 stundu uzlāde nodrošina līdz aptuveni 30 dienu darbību

Ieslēgšanas / izslēgšanas poga

Īsa nospiešana: ieslēgšana / izslēgšana
Ilgstoša nospiešana: pārslēdziet zobu suku intensitāti standarta režīmā vai dziļā režīmā

Instrukcijas

- 1. Ieslēgšana**
Ieslēdziet zobu birsti, īsi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Zobu birste automātiski izslēgsies pēc divām minūtēm beidzot tīrīšanas plānu.
- 2. Mainiet tīrīšanas zonu**
Uzsākot tīrīšanas plānu ik pēc 30 sekundēm sajūtīsiet īsu vibrāciju kā atgādinājumu mainīt tīrīšanas zonu.
- 3. zonas Intensitātes slēdzis**
Oclean F1 piedāvā trīs atšķirīgus divu minūšu zobu tīrīšanas plānus: saudzīga tīrīšana (noklusējuma), balinoša tīrīšana un dziļā tīrīšana. Lai pārslēgtos starp intensitātēm, 2 sekundes nospieciat ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. To switch the intensity, just long press the power button for 2s under working condition.
- 4. Akumulatora indikācija**
Ja akumulatora jauda ir mazāka par 5%, tad sarkans indikators patstāvīgi deg, lai atgādinātu par ierīces uzlādi. Indikators mirgo, kad akumulatora jauda ir zem 20%, nepieciešama ierīces uzlāde normālas darbības nodrošināšanai.

Sarkans indikators mirgo, kad akumulatora līmenis ir zems. Balts nepārtraukti degošs indikators deg, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V \equiv 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the OcClean Official Facebook Page



Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	Term
Handle	×	○	○	○	○	○	Ten Years
Charging base	×	○	○	○	○	○	Five Years
Accessory	×	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	




Garantijas karte

Produkta modelis:	Sērijas numurs:
	Nosaukums:
Informācija par lietotāju	Tel:
	Email:
	Adrese:
	Iegādes datums:
	Rēķina numurs:
Problēmas apraksts:	

- Šīs klauzulas attiecas tikai uz OcClean izstrādājumiem, kas tiek pārdoiti valstī vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izaidums valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
- Atiecībā uz veiktspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar derīgu pirkuma apliecinājumu:
 - Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja paša produkta dēļ rodas darbības traucējumi.
 - Lai izmantotu nomainīšanas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
- Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārbu, Produkta rokasgrāmata utt.).

Oclean Smart Sonic Electric Tannbørste Brukerhåndbok



Påminnelse om lavt batteri: Tannbørsten fungerer ikke når batteriet er lavere enn 5%, kort trykk på av / på-knappen, rødt lys blinker to ganger og motoren vibrerer to ganger for å minne om at batteriet er ekstremt lavt, det er nødvendig å lade i dette tilfellet.

Den røde indikatoren blinker når batteriet er lavt. Den hvite indikatoren lyser konstant når batteriet er fullt.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torision	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V --- 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Handle	○	○	○	○	○	○	
Charging base	○	○	○	○	○	○	Five Years
Accessory	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.



Product model:	Serial Number:	
	Navn:	
brukerinformasjon	Tel:	
	Email:	
	Adresse:	
	Kjøpsdato:	
	Fakturanummer:	
Problem beskrivelse:		

Garantikort

- Disse klausulene gjelder bare for Oclean-produkter som selges i landet eller regionen der kjøpet er gjort, hvis det er uoverensstemmelse eller unnlatelse av den nasjonale politikken, skal den nasjonale politikken ha forrang.
- For ytelsesproblemer forårsaket av selve produktet, kan man benytte seg av tjenesten i henhold til nedenstående forskrifter med gyldig kjøpsbevis:
- En kunde kan benytte garantiservice gratis innen 24 måneder fra kjøpsdatoen hvis det er en ytelsesfeil forårsaket av selve produktet.
- For å benytte erstatningsjenester og garanti tjenester, bør man vise gyldig kjøpsbevis.
- Andre produktrelaterte materialer (som emballasjeboks, produktmanual osv.) Dekket ikke av garantien.

Oclean Smart Sonic –sähköham- masharjan käyttöopas



Harjapää

Kun vaihdat kehän päätä, vedä se ulos tai aseta se pystysuoraan aläkä pyörätä.

Tilan ilmaisin

Taso 1 Herkkä puhdistus
Taso 2 Valkaisu
Taso 3 Voimakas puhdistus

Magneettinen latausalusta

2 tuntia täydellä latauksella ja valmiustilassa. 30 päivää. Latausaika 2 tuntia täyteen, valmiustila noin 30 päivää

Kun vaihdat harjapäätä, vedä se ulos tai työnnä se pystysuoraan sen sijaan, että pyörätät vasemmalta oikealle. Hammaslääkäri suosittelee harjapään vaihtamista 2–3 kuukauden välein.

Käyttöohjeet

- 1. Kytke virta**
Käynnistä hammasharja painamalla lyhyesti virtapainiketta. Hammasharja sammuu automaattisesti, kun 2 minuutin harjausohjelma on valmis.
- 2. Harjausalue muistutus**
Kun hammasharja on päällä, saat värinällä muistutuksen, joka muistuttaa käyttäjää vaihtamaan harjaus-alueetta 30 sekunnin välein.
- 3. Tehokytin**
Oclean F1:ssä on esiasetettu 3 erilaista 2 minuutin harjausohjelmaa: Sensitive-puhdistus (vakio), valkaisu- ja voimakas puhdistus.
Muuta voimakkuutta painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan ollessa päällä.
- 4. Akun ilmaisin**
Jos akun varaustaso on alle 5%, punainen merkkivalo vilkkuu muistutuksena lataamisesta. Ilmaisin vilkkuu, kun akun prosenttiosuus on alle 20%, on ladattava normaalin käytön varmistamiseksi.

Muistutus alhaisesta varaustasosta: Hammasharja ei toimi, kun akun varaustaso on alle 5%, paina lyhyesti virtapainiketta, punainen valo vilkkuu kahdesti ja moottori värisee kahdesti muistuttaen, että akun varaus on alhainen, on tarpeen ladata tässä tapauksessa.

Punainen merkkivalo vilkkuu, kun pariston varaus on vähissä. Valkoinen valo palaa tasaisesti, kun akku on täynnä.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torision	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V --- 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Occlean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Brush head	○	○	○	○	○	○
Handle	○	○	○	○	○	○
Charging base	○	○	○	○	○	○
Accessory	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○



Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Takuukortti

- Näitä lausekkeita sovelletaan vain Occlean-tuotteisiin, joita myydään ostomaassa tai -alueella, jos kansallisen politiikan kanssa on ristiriitaisuuksia tai puutteita, kansallisen politiikan on oltava etusijalla.
- Tuotteen itsensä aiheuttamiin suorituskykyongelmiin voidaan käyttää alla olevien sääntöjen mukaista palvelua, jolla on voimassa oleva ostotodistus:
- Asiakas voi käyttää takuupalvelua ilmaiseksi 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä, jos itse tuotteesta havaitaan toimintahäiriö.
- Vaihto- ja takuupalveluiden käyttämiseksi sinun on esitettävä voimassa oleva ostotodistus.
- Takuu ei kata muita tuotteisiin liittyviä materiaaleja (kuten pakkauslaatikko, tuotekäsikirja jne.).

Tuotemalli:	Serial Number:	
	Nimi:	
Käyttäjän tiedot	Tel:	
	Email:	
	Osoite:	
	Ostopäivä:	
Ongelman kuvaus:	Laskun numero:	

Oclean Smart Sonic Electric Tandborste Användarmanual



Borsthuvud

Dra ut eller sätt in borsthuvudet vertikalt när du byter ut det och rotera inte.

Lågesindikator

Nivå 1 –känslig rengöring
Nivå 2 –blekning
Nivå 3 –stark rengöring

Magnetisk laddningsbas

2 timmar för full laddning och standby cirka 30 dagar.

PÅ- / AV-knapp

Kort tryck: Ström på / av
Lång tryckning: Byt borstningsintensitet inom standardläge och djupt läge

Instruktioner

1. Slå på

Starta tandborsten genom att kort trycka på strömbrytaren, tandborsten stängs automatiskt av efter att en bortspån på 2 minuter är klar.

2. Byt borstningsområde

När tandborsten används kommer det att finnas en påminnelse med vibrationer som påminner användaren om att byta borstningsområde var 30:e sekund.

3. Intensitetsbrytare

Oclean F1 har förinställt 3 typer av borstplaner för 2 minuter: Sensitive-rengöring (standard), Whitening-rengöring, stark rengöring.

För att växla intensiteten, tryck på strömbrytaren i 2 sekunder medan tandborsten är igång.

4. Batteriindikering

Om batteriströmmen är mindre än 5% kommer den röda indikatorlampan att blinka som en påminnelse om laddning. Indikatorn blinkar när batteriprocenten är lägre än 20%, måste laddas för att säkerställa normal användning.

Påminnelse om låg batterinivå: Tandborsten fungerar inte när batteriet är lägre än 5%, kort tryck på strömbrytaren, rött ljus blinkar två gånger och motorn vibrerar två gånger för att påminna om att batteriet är extremt lågt, det krävs laddning i det här fallet.

Den röda indikatorn blinkar när batterinivån är låg. Den vita indikatorn lyser konstant när batteriet är fullt.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V \equiv 0.6A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Occlean Official Facebook Page



Name of parts	Toxic and harmful substance or element				Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cr6+	PBB	
Brush head	○	○	○	○	○
Handle	○	○	○	○	○
Charging base	○	○	○	○	○
Accessory	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.



Produktmodell:	Serienummer:					
	Namn:		Tel:		Email:	
Användarinformation	Adress:		Inköpsdatum:		Fakturanummer:	
	Problembeskrivning:					

Garantikort

1. Dessa klausuler gäller endast Occlean-produkter som säljs i det land eller den region där köpet görs, om det föreligger någon inkonsekvens med eller utelämnande av den nationella politiken, ska den nationella politiken ha företräde.
2. För prestandafrågor orsakade av själva produkten kan man använda tjänsten enligt nedanstående regler med giltigt inköpsbevis:
- 2.1 En kund kan utnyttja garantiservice gratis inom 24 månader från inköpsdatum om prestandafel orsakas av själva produkten.
3. För att kunna använda ersättnings- och garantitjänster, bör man visa giltigt inköpsbevis.
4. Andra produktrelaterade material (som förpackningsbox, produktmanual etc.) täcks inte av garantin.

